

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Escape Mobility International B.V.
Marconistraat 32
6372 PN Landgraaf
Niederlande

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Escape Mobility International B.V.
Marconistraat 32
6372 PN Landgraaf
Niederlande

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Evakuierungstücher
Evacuation sheets



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm 05/17

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 14013605
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3519 2001
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4036/16

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2017-03-29
bis / *until* 2022-03-28



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-03-29

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14013605

Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Escape-Sheet Standard Art.-Nr. 21240
Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Evakuierungstuch als Evakuierungshilfsmittel für den schleifenden Transport von einem Patienten. Der Transport erfolgt mithilfe einer Matratze. Das weiße Tuch besteht aus vier Eckbändern zum Fixieren der Matratze, zwei Befestigungsbänder für den Patienten mit Kunststoff-Schnellverschluss, zwei Griffe auf jeder Längsseite für das seitliche Manövrieren, zwei Zugbänder an Kopf- und Fußende. Bänder und Griffe aus grünem Gurtmaterial, jeweils angenäht.
Tuch: <i>Sheet:</i>	ca. 2000 mm x 900 mm (L x B) 99% Polyester, 1% MK 9014 Gewebe (Static-Control™)
Gurte: <i>Straps:</i>	30 mm Breite, Polyester
Gesamtgewicht: <i>Weight:</i>	ca. 1,0 kg
Max. Traglast: <i>Maximum carrying capacity:</i>	250,0 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-03-29

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 14013605

Typbezeichnung: <i>Type designation:</i>	Escape-Sheet Premium Art.-Nr. 21250
Produktbeschreibung: <i>Product description:</i>	Wie Escape-Sheet Standard, jedoch mit zusätzlichem Spanngurt am Fußende und zusätzlicher Körper-Fixierungs-Lasche.
Gesamtgewicht: <i>Weight:</i>	ca. 1,4 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-03-29